








































## Flessenlijst Nederland

Nummer/ Naam	Materiaal/ Kleur dop	Volume	GHS- label	Conservering/ Vulinstructie	Aantal flessen	Parameter
 A004 Neutral	PE, Transparant/ Rood	500 ml			1 1 1 1	I <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , Cr(VI), extinctie/kleur, F <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , o-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , silicaat, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , DOC, turbiditeit, indamprest PFC BZV PFAS
 A115 Filtrated	PE, Transparant/ Rood	100 ml		Uitsluitend voor grondwater	1	I <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , Cr(VI), F <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , o-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , silicaat, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , DOC
 A701 Neutral	PE, Transparant/ Wit	1000 ml			1 1	Onopgeloste bestanddelen Bezinksel
 A400 Organics	Glas, Groen / Zwart	500 ml			1 1 2	Kationische, anionische en non-ionische detergenten Organotin Glyfosaat/AMPA
 A700 Organics	Glas, Groen / Zwart	1000 ml			1 1 1 1 1 1 1	EOX Ftalaten, GCMS screening niet vluchtig Minerale olie (ISO9377-2) PAK (ISO 17993) Dioxines, dibenzofuranen Dioxineachtige PCB's Olie/vetten
 A205 Organics	Glas Bruin / zwart	250 ml			1 1 1	PAK, PCB, minerale olie, TPH Pesticiden (OCB's), niet-vluchtige chloorbenzenen Acrylaten, polaire oplosmiddelen, alcoholen, glycolen
 A203 CO <sub>2</sub>	PET, Blank / Wit	250 ml		Bellenvrij Volledig gevuld	1	Basecapaciteit, zuurcapaciteit, HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , pH, geleidbaarheid
 A200 AOX	Glas, Bruin / Groen	250 ml		Bevat HNO <sub>3</sub> Niet voorspoelen Volledig afvullen	2	AOX-POX
 A208 COD, N, P	PE, Transparant/ Wit	250 ml		Bevat H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Niet voorspoelen	1	CZV, TKN, TOC, NH <sub>4</sub> , oxideerbaarheid
 A102 Metals	PE, Transparant/ Zwart	100 ml		Bevat HNO <sub>3</sub> Niet voorspoelen	1	B, Hg, zware metalen, totaal P
 A112 VOC	Glas, Transparant	40 ml			1	Zwavelkoolstof (CS <sub>2</sub> )

## Flessenlijst Nederland

Nummer/ Naam	Materiaal/ Kleur dop	Volume	GHS- label	Conservering/ Vulinstructie	Aantal flessen	Parameter
 A113 VOC	Glas, Bruin / Wit	100 ml		Bevat H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Niet voorspoelen Volledig afvullen	1 1 1 1 1	VOC (BTEX, VOCI, vluchtige chloorbenzenen, etc.) Carbamaten (gemeten als CS <sub>2</sub> ) Freonen (CFK) Methaan, ethaan, etheen GCMS screening vluchtig PFAS vluchtig (FTOH)
 A104 Chlorate, Chlorite	PP, Blank / Wit	30 ml		Bevat NaOH Niet voorspoelen	1	Chloriet, chloraat
 A211 Sulfide	PE, Blank / Zwart	250 ml	 	Bevat ZnAc <sub>2</sub> +NaOH Niet voorspoelen	1	Sulfide
 A105 Sulfite	PE, Transparant/ Wit	60 ml	 	Bevat EDTA Niet voorspoelen	1	Sulfiet
 A106 Phenol- index	Glas, Bruin / Wit	60 ml		Bevat H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Niet voorspoelen	1	Fenolindex
 A401 Organics	Glas Groen / Wit	500 ml		Bevat H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Niet voorspoelen	1	Alkylfenolen, chloorfenolen
 A107 Totaal stikstof	Glas, Blank / Zwart	100 ml	 	Bevat HCl Niet voorspoelen Bellenvrij Volledig afvullen	1	Totaal stikstof (+A004)
 A114 Cyanide	PE, Zwart/ Blauw	60 ml		Bevat NaOH Niet voorspoelen	1	Cyanide
 A009 Chlorophyl	PE, Zwart / Zwart	500 ml			2	Chlorofyl
 A109 Oxygen	PET, Blank / Zwart	125 ml		Bellenvrij Volledig afvullen	1	Zuurstof
 A121 PFAS	HDPE	60 ml			1	Short chain PFAS
 A119 Fe (II)	PE, Blank/ Blauw	100 ml	 	Bevat HCl Niet voorspoelen Bellenvrij Volledig afvullen	1	Fe(II)

# AL-WEST B.V.

MF-02754-NL

Versie: 16.00

Geldig vanaf: 11.03.2025

## Flessenlijst Nederland

Alle monsterconserveringen zijn conform NEN-EN-ISO 5667-3.

Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website <https://www.agrolab.com/nl/al-west-deventer.html> of contact opnemen met uw contactpersoon bij AL-West B.V.