

Flaschensatz Wasser

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A001 Legionella	PE Weiß Blau	125 mL		Thiosulfat Nicht ausspülen Nur bis zur „Schulter“ füllen	1 Legionellen
 A002 Mibio	PE Weiß Blau	250 mL		Thiosulfat Nicht ausspülen Nur bis zur „Schulter“ füllen	1 E. coli, Coliforme, Gesamtkeimzahl 20°C und 36°C + x (x = Enterokokken, Cl. perfringens oder Ps. aeruginosa) 1 Für jeden weiteren Parameter
 A004 Neutral	PE Weiß Rot	500 mL			1 I ⁻ , Br ⁻ , BrO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Cr(VI), F ⁻ , NO ₂ ⁻¹ , NO ₃ ⁻¹ , o-PO ₄ ^{3-, 1}), SO ₄ ²⁻ , DOC ¹), Trübung, KMnO ₄ ,, NH ₄ ^{+ 1}) 1 PFAS (Grundwasser), Glyphosat/AMPA 1 Leuchtbakterien 2 BSB 2 alpha-Aktivität, gesamt 2 beta- Aktivität , gesamt 2 Tritium zur Altersbestimmung 1 Tritium für TrinkWV
 A101 VOC (pools)	Glas Leicht braun Weiß	20 mL		Thiosulfat Nicht ausspülen Flaschen luftblasenfrei bis zum Rand füllen, bei Badewasser zusätzlich 3 Tropfen KHSO ₄ - Lösung zugeben	2 VOC (BTX/LHKW für Trink- und Badewasser), THM
 A102 Metals	PE Weiß Schwarz	100 mL		HNO ₃ Nicht ausspülen	1 Bor, Metalle ohne Hg, Silikate
 A103 VOC	Glas Klar Weiß	20 mL		H ₂ SO ₄ Nicht ausspülen Luftblasenfrei bis zum Rand füllen	2 VOC (BTX/LHKW für Sicker-, Grund-, Oberflächenwasser)
 A104 Chlorate, Chlorite	PP Klar Weiß	30 mL		NaOH Nicht ausspülen	1 Chlorit, Chlorat
 A105 Sulfite	PE Weiß Weiß	60 mL	 	EDTA Nicht ausspülen	1 Sulfid

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kundenbetreuer (CRM). Konservierung nach DIN EN ISO 5667-3: 2019-07.

Flaschensatz Wasser

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A107 Hg	Glas Klar Schwarz	100 mL		HCl Nicht ausspülen Luftblasenfrei bis zum Rand füllen	1 Hg (Achtung! Grundwasser: filtriert abfüllen!)
 A109 Oxygen	PET Klar Schwarz	125 mL		Luftblasenfrei bis zum Rand füllen Fixierlösung 1+2 zufügen (A900)	1 Sauerstoff
 A114 Cyanide	PE Schwarz Blau	60 mL		NaOH Nicht ausspülen	1 Cyanid
 A119 Metals (HCl)	PE Weiß Blau	100 mL		HCl, nicht ausspülen	1 Fe (II), Mn (II)
 A120 Metals filtered	PE, Weiß Grün	100 mL		Filtriert abfüllen, HNO ₃ nicht ausspülen	1 Bor, Metalle, Silikate (außer Hg, Fe (II), Mn (II))
 A123 PFAS	PP Klar Blau	50 mL		Bis zur 25 mL Marke befüllen	2 PFAS (Trinkwasser)
 A200 AOX	Glas Braun Weiß	250 mL		HNO ₃ Nicht ausspülen	1 AOX
 A201 Rn	Glas Braun Schwarz	250 mL		Luftblasenfrei bis zum Rand füllen	1 Radon 1 Tenside anionisch
 A203 CO ₂	PET Klar Weiß	250 mL		Luftblasenfrei bis zum Rand füllen	1 Basekap. 1 Säurekap., HCO ₃ ⁻ , CO ₂ , CO ₃ ²⁻ , pH, elektr. Leitfähigkeit 1 EDTA / NTA

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kundenbetreuer (CRM). Konservierung nach DIN EN ISO 5667-3: 2019-07.

Version erstellt
 Geprüft
 Freigegeben

Rainer Bundschuh
 Jessica Kroesen
 Judith Böhringer

14.09.2026
 14.09.2026
 14.09.2026

Flaschensatz Wasser

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A205 Organics, 250 mL	Glas Braun Schwarz	250 mL			1 Färbung, Extinktion (SAK / SSK bei 254 nm, 436 nm) 1 Acrylamid, Epichlorhydrin 1 Glykole
 A207 Mibio (pools)	PE Weiß Blau	250 mL		Thiosulfat Nicht ausspülen Nur bis zur „Schulter“ füllen	1 Tauchprobe siehe A002
 A208 COD, N, P	PE Weiß Weiß	250 mL		H ₂ SO ₄ Nicht ausspülen	1 CSB, TKN TNb, TOC, P
 A211 Sulfide	PE Weiß Grün	250 mL		ZnAc + NaOH Nicht ausspülen	1 Sulfid
 A299 Sensorik	Glas Klar Weiß	250 mL		 Flasche ca. zu 2/3 füllen	1 Geruch, Geschmack, Geruchsschwellenwert, Färbung/ Trübung qualitativ im Labor
 A404 Mibio, steril	PE, weiß blau	500 mL		Thiosulfat nicht ausspülen	2 Mikrobiologie Scherbeneis
 A700 Organics	Glas Grün, Schwarz	1.000 mL		 Bis zum Flaschenhals füllen	1 PAK & PCB 1 KW 1 Hormone nach WRRL 3 Phthalate 3 Pflanzenschutzmittel 1 Arzneimittel / Süßstoffe 2 Organozinnverbindungen 1 EOX, kationische und nichtionische Tenside
 A702 MIBIO-1L	PE Weiß Blau	1.000 mL		Thiosulfat Nicht ausspülen Nur bis zur „Schulter“ füllen	<u>Trinkwasserspender:</u> E. coli, Coliforme, 1 Gesamtkeimzahl 20°C und 36°C, Enterokokken, Ps. aeruginosa, Cl. perfringens

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kundenbetreuer (CRM). Konservierung nach DIN EN ISO 5667-3: 2019-07.

Version erstellt
 Geprüft
 Freigegeben

Rainer Bundschuh
 Jessica Kroesen
 Judith Böhringer

14.09.2026
 14.09.2026
 14.09.2026

Flaschensatz Wasser

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A703 Neutral	PE Weiß Rot	1.000 mL			1 Abfiltrierbare Stoffe 2 Absetzbare Stoffe
 A704 Metalle UBA	PE Weiß, Schwarz	1.000 mL		HNO ₃ Nicht ausspülen Bitte genau 1 l abfüllen (s. Markierung)	1 Metalle nach UBA
 A800 Radio	PE Weiß, Weiß	5.000 mL			1 Radioaktivität
 A900 Fixierlösung	Glas Braun Weiß-Rot	100 mL		MnCl ₂ (Fixierlösung 1) Alkalische Iod-Azid-Lösung (Fixierlösung 2)	Reagenzlösungen zur Fixierung (Zugabe jeweils 1 Pipettenvolumen) 1 Sauerstoff Fixierlösung 1 1 Sauerstoff Fixierlösung 2
 Katalase	Cryovial, blauer Deckel	2 mL		Katalase Gekühlt lagern Haltbarkeit beachten	Inaktivierung von H ₂ O ₂ bei Legionellen und / oder mikrobiologischen Parametern in Kühlwasser (Menge siehe Probenahmeprotokoll)
 Omnifix, 40 Solo, BRAUN	Spritze, steril	1 mL			Bei Zugabe von Katalase für Inaktivierung

¹⁾ Für die normkonforme Probenahme belasteter Wässer gelten andere Konservierungsregeln. Bitte entnehmen Sie diese der Flaschensatzliste der AGROLAB Labor GmbH (MF-02493-DE, MF-02494-EN)