

Version: 13.00
 Gültig ab: 13.06.2023

Material_Wasser

Bitte per Fax oder E-Mail an: **0711-92556-99** oder Versand.Stuttgart@agrolab.de
 Bitte für jeden unterschiedlichen Flaschensatz ein Bestellformular ausfüllen.

Kunden-Name: _____ Projekt: _____

Kunden-Nr: _____

Lieferadresse

Kunden-Name
 (falls abweichend von Angabe
 oben)

Name

Straße

PLZ Ort

Ansprechpartner

UNBEDINGT AUSFÜLLEN

Bestellt am

Bestellt von

Benötigt bis

Tel-Nr.
 für Rückfragen

Anzahl	Artikelnr.	Name
	A001	Legionella (125ml)
	A002	Mibio (250ml)
	A004	Neutral (500ml)
	A101	VOC (pools, Trinkwasser, 2 Fl.)
	A102	Metals
	A103	VOC (Grundwasser, 2 Fl.)
	A104	Chlorate, Chlorite
	A105	Sulfite
	A107	Hg
	A109	Oxygen
	A114	Cyanide
	A119	Metals (HCl)
	A120	Metals (filtered)
	A200	AOX
	A201	Rn
	A203	CO ₂
	A205	Organics, 250 mL

Anzahl	Artikelnr.	Name
	A207	Mibio (pools 250ml)
	A208	COD, N, P
	A211	Sulfide
	A299	Sensorik
	A404	Mibio, steril (500ml)
	A700	Organics 1.000 ml (PAK,KW,PCB, PSM)
	A702	Mibio (1.000 ml)
	A703	Neutral (1.000 ml)
	A704	Metalle UBA (1.000ml)
	A800	Radio
	A900	Fixierlösungen (Fix 1+ Fix 2) für O ₂ (zus. zu Oxygen) Weitere Flaschen lt. Flaschenliste (bitte Artikelnr. angeben)
	A997	Legionellenbox mit Kühlelementen Kiste/n mit Kühlelementen (15er) Datenlogger für Rückkühlwerke Katalase Spritze, steril, 1 ml

Vom Labor auszufüllen

Versand durch	am:	mit:
Version erstellt	Judith Böhringer	23.05.2023
Geprüft	Rainer Bundschuh	25.05.2023
Freigegeben	Judith Böhringer	13.06.2023

Material_Wasser

In der AGROLAB **Flaschensatz-Liste** finden Sie alle Informationen rund um die Flaschen und die zugeordneten Parameter. Werfen Sie auch einen Blick in unser **Handbuch** „richtiger Umgang mit AGROLAB Flaschensatz und Transportsystem“. Dort erfahren Sie den ordnungsgemäßen Umgang mit unserem Transportsystem, für einen sicheren und unversehrten Transport Ihrer Proben in unser Labor. Alle Dokumente finden Sie auf unserer [Website](#) im Download-Bereich. Bitte nutzen Sie zum Versand von Proben zu AGROLAB ausschließlich unsere vorgegebenen Flaschen, nur so können wir die Qualität von Probenahme, Versand und anschließender Analytik sicherstellen. Die Flaschen bleiben das Eigentum von AGROLAB.

***Flaschen mit einem Volumen von 1.000 ml können nur in einer
„Legionellenbox“ (A997) versandt werden.***

***Bitte unbedingt aktuelle Flaschensatzliste beachten und deren
Änderungen berücksichtigen.***